

Serie iPM

Monitor paziente

Il materiale e le informazioni contenuti in questa brochure vengono distribuiti a livello internazionale, ma non tutti i prodotti e i servizi presentati sono necessariamente disponibili in tutti i Paesi o in tutte le aree geografiche. Contattare la sede o il rappresentante locale per verificare la disponibilità dei prodotti e dei servizi.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Dr.W.van Royenstraat 8, P.O. Box 26 3870 CA Hoevelaken, Paesi Bassi
Tel: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Girardo Patecchio, 4-20141 Milano, Italia
Tel: (39-02) 57-402-444
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050- Madrid, Spagna
Tel: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392 3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germania
Tel: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

3 Percy Road, St Johns Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6SZ
Regno Unito
Tel: (44) 1480 416 840
Fax: (44) 1480 436 588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, Francia
Tel: (33-1) 4513-9145
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Rus Co.Ltd

2 Zvenigorodskaya, 13, bld 41, 123022 Moscow, Russia
Tel: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039
Linea diretta: 8-800-333-5323

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702,Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Tel: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05012-020
Tel: (55 11) 3124-8026

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur
Delegación Benito Juárez 03900 Messico, D. F.
Tel: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52) 55 56 62 65 97

PT.Mindray Medical Indonesia

Menara Dea 1,Suite 301,Kav.E4 No.3/1, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950
Tel: +6221 5762650
Fax: +6221 5762655

Mindray Medical Egypt

Ground Floor, 11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton
Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egitto
Tel : +2 02 22691047
Fax : +2 02 22691046

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (ufficio di Delhi)

401/402, NDM-1, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Center,
New Delhi - 110034
Tel: +91 11 4923 0000
Fax: +91 11 4923 0030
Numero verde: 1800 10 20 300

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (ufficio di Mumbai)


B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai,
400 059, India
Tel: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medikal Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

Yenibosna, Köyaltı Mevkii, 29 Ekim Cad. Kuyumcukent 2 Nolu Plaza
Kat:2 Daire:1, Yenibosna, Istanbul, Turchia
Tel: (90-212) 482-08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medical Thailand Limited

Thai Summit Tower Co., Ltd., No. 1768, New Phetchaburi Road, Bang
Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok



● Società affiliata ● Centro di ricerca e sviluppo



Serie iPM

Monitor paziente



Il monitor efficiente per la cura dei pazienti acuti



MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. Specifications subject to changes without prior notice.
© 2010-2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
P/N:IT-iPM Series-210X285x4P-20111130

Mindray
Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com Website: www.mindray.com

mindray
healthcare within reach

iPM 8/10/12

Il monitor efficiente per la cura dei pazienti acuti

La serie di monitor paziente iPM, comprendente i modelli iPM 8, iPM 10 e iPM 12, è stata progettata per le esigenze cliniche quotidiane e si integra perfettamente nel flusso di lavoro ospedaliero.

Nella cura dei pazienti acuti, il monitor paziente deve essere affidabile, facile da usare e aggiornabile con i parametri più avanzati e consentire al contempo l'accesso istantaneo ai dati quando e laddove è necessario. In caso di trasferimento dei pazienti, inoltre, il dispositivo deve essere facile da trasportare.

Grazie alla sua leggerezza, al design modulare plug-and-play, alle potenti funzioni e all'interfaccia utente intuitiva, il monitor paziente iPM rappresenta un'ottima scelta per la cura dei pazienti acuti.

Design modulare flessibile e monitoraggio completo

L'unità principale del monitor paziente iPM fornisce i parametri vitali di uso più frequente, fra cui ECG, NIBP, SpO₂, temperatura e respirazione. Grazie alla sua struttura modulare plug-and-play, possono essere aggiunte funzioni di monitoraggio avanzate come IBP, G.C., EtCO₂ o multi-gas in conformità ai requisiti clinici specifici.

Inoltre, i moduli con parametri avanzati possono essere condivisi tra più letti, offrendo così una soluzione flessibile ed efficiente.



Side stream EtCO₂ + IBP + G.C.

La soluzione ideale per la cura dei pazienti acuti intubati e non che richiede la capnografia.



Micro stream EtCO₂ + IBP + G.C.

Adatto all'uso per pazienti di ogni età, questo modulo è stato progettato in particolar modo per i neonati.



Main stream EtCO₂ + IBP + G.C.

Nessun tempo di riscaldamento, tempi di risposta brevi ed efficienza migliorata.



Multi-gas + IBP + G.C.

Il modulo per gas anestetico più piccolo al mondo. Soluzione ideale per la sala operatoria.

Strumenti ECG professionali, progettati in particolar modo per i reparti di cardiologia.



Monitoraggio e interpretazione di ECG a 12 derivazioni




Analisi tratto ST



Fino a 23 tipi di analisi aritmia

Parametri avanzati mediante semplici aggiornamenti



Fino a 4 canali IBP



Misurazione multi-gas




Misurazione gittata cardiaca

Progettato per essere utilizzato in modo intuitivo e semplice

- La serie iPM è stata progettata per soddisfare i requisiti di vari ambienti ospedalieri. I parametri dell'unità principale sono adatti a tutti i tipi di monitoraggio standard. I moduli opzionali consentono di aggiornare la serie iPM e adattarla al monitoraggio per la cura dei pazienti acuti.
- L'interfaccia intuitiva dell'iPM comprende configurazione degli allarmi, caratteri grandi e funzioni per la visualizzazione dei dati di un altro paziente. Tale interfaccia, insieme al touch screen, alla manopola girevole e ai tasti di scelta rapida, rende la serie iPM estremamente facile da usare.
- La serie iPM è compatibile con una gamma completa di opzioni di montaggio. Il montaggio a rilascio rapido permette di installare in modo pratico e veloce il monitor paziente per il monitoraggio al posto letto e di smontarlo per il trasporto.
- Il registratore integrato e la funzione di registrazione automatica degli eventi garantiscono l'integrità dei dati di monitoraggio.



Caratteri grandi e layout personalizzabile



Modalità schermo oxyCRG per il monitoraggio neonatale



Mini-trend per un'analisi dei trend più semplice



Riepilogo dati completo



Impostazioni degli allarmi su una schermata



Funzioni per la visualizzazione dei dati di un altro paziente e controllo dell'allarme in remoto

Design pratico ed ergonomico

- Il design compatto ed ergonomico consente di inserire e rilasciare il modulo utilizzando una sola mano.



- Un meccanismo semplice permette di sganciare rapidamente il monitor dal support a muro o dal carrello in modo da consentirne il trasporto.




- Allarme visibile da ogni angolazione per la cura del paziente in tutta sicurezza. L'indicatore superiore dell'allarme è visibile da qualsiasi angolazione consentendo in tal modo al personale sanitario di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.



- Il gancio, incorporato nella maniglia e installabile alla sponda del letto, consente un montaggio rapido e sicuro.



Connessione ottimizzata per un flusso di dati migliorato



Esempio di una struttura di rete ospedaliera

- Il monitor paziente iPM può essere collegato al sistema di monitoraggio centrale e all'eGateway sia attraverso una connessione cablata sia attraverso una connessione wireless.
- Applicando il protocollo HL7, l'iPM può essere collegato al sistema informativo dell'ospedale. Tale soluzione migliora il flusso di dati ed elimina il rischio di errori di trascrizione.
- La possibilità di visualizzare sull'iPM i dati di un altro paziente consente uno scambio di informazioni in tempo reale fra diversi posti letto. È possibile visualizzare fino a 10 letti contemporaneamente. Ciò consente di implementare una soluzione di rete efficiente anche senza una centrale di monitoraggio
- La capacità dell'iPM di collegarsi al monitor mobile BeneView T1 di Mindray semplifica il trasporto dei pazienti senza alcuna perdita di dati. Questa soluzione garantisce il costante monitoraggio dei pazienti e l'integrità dei dati. Non occorre alcuna ricalibrazione o riconfigurazione che migliori l'efficienza del lavoro.
- L'iPM registra fino a 48 ore di forme d'onda complete e 120 ore di trend grafici e tabulari. Ciò aiuta gli operatori sanitari a fornire diagnosi più accurate e in tempi ridotti.